

Die PRIMEDIC Ersthelfer-AEDs



HeartSave PAD

Der ideale AED für Ersthelfer und Laien



HeartSave AED

Optimal geeignet für jeden ausgebildeten Ersthelfer



HeartSave AS

Sichere Anwendung auch bei unsicheren Anwendern

Halbautomatischer Modus



Vollautomatischer Modus

Metronom



Kindermodus / Kindertaste



Haltbarkeit Batterie

bis zu 3 Jahre /
140 Schocks

bis zu 6 Jahre /
200 Schocks

bis zu 6 Jahre /
200 Schocks

Haltbarkeit Pads

bis zu 3 Jahre

bis zu 3 Jahre

bis zu 3 Jahre

Sprachanweisungen *

Deutsch

Deutsch, Englisch,
Spanisch, Französisch

Deutsch, Englisch,
Spanisch, Französisch

HeartSave PAD

Kurze und prägnante Sprachanweisungen unterstützen Sie sicher während der gesamten Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Hierbei entscheidet das Gerät völlig eigenständig, ob ein lebensrettender Schock erforderlich ist oder nicht. Dieser wird vom Gerät nur dann freigegeben, wenn er wirklich erforderlich ist. Somit sind Sie als Anwender jederzeit auf der sicheren Seite, dass kein Schock versehentlich ausgelöst werden kann.

Ein Metronom unterstützt Sie zusätzlich bei der korrekten Frequenz der Herzdruckmassage.

Bei einem Kindernotfall benötigen Sie keine speziellen Elektroden für Kinder, da der HeartSave PAD per einfachem Tastendruck in einen Kindermodus wechselt.

* weitere Sprachen / Sprachpakete verfügbar

HeartSave AED

Zusätzlich zu allen Funktionen des HeartSave PAD bietet Ihnen der HeartSave AED eine Sprachwahltaaste, mit der sich im laufenden Betrieb die Sprachanweisungen zwischen vier Sprachen ändern lassen.

Besonders in Bereichen, in denen Anwender verschiedenster Nationalitäten anzutreffen sind, lässt sich der HeartSave AED somit von einer größtmöglichen Personenzahl sicher verstehen und anwenden.

Ergänzend verfügt der HeartSave AED über eine leistungsstärkere Batterie, die ihn bis zu 6 Jahre betriebsbereit hält und bis zu 200 Schocks abgeben kann.

Somit können Sie auch nach Jahren jederzeit sicher sein, dass Ihr AED im Notfall zuverlässig funktioniert und genug Leistungsreserven bereithält.

HeartSave AS

Der HeartSave AS bietet die gleichen Leistungsmerkmale wie der HeartSave AED, ist jedoch ein sogenannter vollautomatisierter externer Defibrillator.

Wird vom HeartSave AS ein defibrillationspflichtiger Herzrhythmus erkannt, wird dieser vom Gerät selbstständig und vollautomatisch abgegeben.

Auch bei unsicheren Anwendern wird durch die automatische Schockabgabe sichergestellt, dass die notwendige Energie schnell und zuverlässig verabreicht wird.

Der HeartSave AS ist somit ein Gerät, bei dem nach dem Öffnen des Gerätedeckels seitens des Anwenders keinerlei weitere Bedienung am AED erforderlich ist.

Batterie 3/6: Die Lebensdauer der Batterie beträgt normalerweise bis zu 3/6 Jahre, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: Die Batterie ist in das Gerät eingelegt, das Gerät befindet sich ausschließlich im Standby-Modus und wird nicht verwendet, sondern führt lediglich die von Metrax empfohlenen turnusmäßigen Selbsttests durch, und die Umgebungstemperatur beträgt durchgängig 23 Grad Celsius (- ±2 Grad Celsius). Die Lagerung der Geräte im Freien verkürzt die Lebensdauer der Batterie erheblich. Weil verschiedenste Parameter die Lebensdauer der Batterie beeinflussen können, übernimmt Metrax keine Haftung für die Lebensdauer der Batterie.

Release date 05/2018