

Besondere Merkmale

HeartSave PAD | HeartSave AED | HeartSave AS

→ BEDIENUNG

Einfachste und intuitive Bedienung - die HeartSave-Geräte werden automatisch bei Abnahme der Abdeckung schon aktiviert, um schnellstmöglich einsatzbereit zu sein. Kurze und prägnante Sprachansagen führen den Anwender sicher durch die komplette HLW, unterstützt durch ein Metronom für eine Frequenz bei der Herzdruckmassage.

→ SICHERHEIT

Bei allen Geräten der HeartSave-Serie entscheidet ausschließlich der AED darüber, ob der Betroffene einen lebensrettenden Schock benötigt oder nicht. Nur wenn dies der Fall ist, wird die Energie für den Schock aufgeladen und bereitgestellt. Ist kein Schock erforderlich, lädt der AED selbstverständlich keine Energie auf, und es kann kein Schock verabreicht werden. Somit ist es nicht möglich, dem Betroffenen einen Schaden zuzufügen. Der Anwender ist jederzeit sicher.

→ WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die HeartSave-Serie wurde auf maximale Wirtschaftlichkeit für den Betreiber hin konzipiert. Langlebige und preisgünstige Verbrauchsmaterialien sorgen für minimale Folgekosten.

HeartSave AED/AS: Lebensdauer Batterie - 6 Jahre/200 Schocks, Haltbarkeit Pads - 3 Jahre

HeartSave PAD: Lebensdauer Batterie - 3 Jahre/140 Schocks, Haltbarkeit Pads - 3 Jahre

Selbst bei einer 12-jährigen dauerhaften Einsatzbereitschaft der Geräte betragen die Folgekosten beim PAD weniger als 5,- € im Monat, beim AED / AS weniger als 2,50 € pro Monat.

→ ADAPTIVE BENUTZERFÜHRUNG

Jeder Anwender ist anders. Die HeartSave-Geräte passen sich optimal auf die Arbeitsweise und den Ausbildungsstand des jeweiligen Anwenders an.

Laienhelfer werden ausführlich durch die HLW geleitet, wobei der HeartSave jede Anweisung wiederholt, bis der Anwender sie umgesetzt hat.

Ausgebildeten Ersthelfern mit erweitertem Kenntnisstand bietet der HeartSave einen deutlich gestraffteren Ablauf, bei dem überflüssige Ansagen automatisch übersprungen werden.

Somit wird jeder Patient bei jedem Anwender optimal und schnellstmöglich versorgt.

→ KINDERMODUS

Bei einem Kindernotfall benötigt der Anwender keine speziellen Elektroden für Kinder, da die Geräte der HeartSave-Serie per Tastendruck in einen Kindermodus mit reduzierten Energiestufen wechseln.

→ MEHRSPRACHIGKEIT

HeartSave AED und HeartSave AS sind ab Werk mit 4 Sprachen ausgerüstet, die sich per einfachem Tastendruck im laufenden Betrieb wechseln lassen. Somit ist gerade in einem gemischt-sprachigen Umfeld (Industrie, Flughäfen, öffentliche Einrichtungen) sichergestellt, dass der Anwender den AED in einer ihm bekannten Sprache bedienen kann.

→ TÄGLICHER SELBSTTEST

Um jederzeit sicher und zuverlässig zur Verfügung zu stehen, führen die HeartSave-Geräte einen umfangreichen täglichen Selbsttest durch. Die Bereitschaft wird permanent durch ein gut sichtbares 'OK' am Gerät angezeigt.

→ DOKUMENTATION

Jeder Einsatz wird im Gerät automatisch umfangreich dokumentiert und auf einer Speicherkarte abgelegt. Diese kann nach einem Einsatz zur Auswertung entnommen werden, wobei der AED selbst vor Ort verbleiben kann. Hierdurch wird eine lückenlose Einsatzbereitschaft sichergestellt.

→ MADE IN GERMANY

Seit über 40 Jahren ist die Metrax GmbH in Rottweil ansässig. Hier befinden sich neben dem Vertrieb auch die eigene Entwicklungsabteilung, Produktion und technischer Service. Traditionell werden sämtliche Geräte mit dem Anwender für den Anwender entwickelt und sind somit seit jeher optimal auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Marktes angepasst.